

RADIOMETR

RK-100-2

Instrukcja obsługi
IO-R120-001

Edycja IV




Radiometr RK-100 będący przedmiotem niniejszej instrukcji spełnia zasadnicze wymagania norm oraz dyrektyw:

- 73/23/EWG Dyrektywa dotycząca wyposażenia elektrycznego, przewidzianego do stosowania w pewnych granicach napięcia;
- 89/336/EWG Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej;
- PN-EN 60325 Oprzyrządowanie do ochrony radiologicznej – Mierniki i monitory skażeń promieniotwórczych alfa, beta i alfa/beta (energia beta > 60 keV)

Przed przystąpieniem do eksploatacji wyrobu należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji może być niebezpieczne lub spowodować naruszenie obowiązujących przepisów.

Polon-Alfa nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z niniejszą instrukcją.

<p>Nie wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Zużyty wyrób elektroniczny należy poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.</p> <p style="text-align: center;">Dz.U. 2005 Nr 180 poz. 1495 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym</p>	
--	---

Uwaga: Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian.

Spis treści

1.Wstęp.....	5
2.Warunki bezpieczeństwa.....	6
2.1.Bezpieczna obsługa przyrządu.....	6
2.2.Naprawy.....	6
3.Dane techniczne.....	7
4.Budowa radiometru.....	10
4.1.Klawiatura.....	11
4.2.Wyświetlacz.....	12
5.Sonda zewnętrzna.....	13
6.Działanie radiometru.....	15
6.1.Informacja o uszkodzeniu.....	15
6.2.Sygnalizacja wyczerpania baterii.....	17
6.3.Sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego.....	18
6.4.Sygnalizacja przekroczenia progu alarmowego.....	19
6.5.Sygnalizacja braku sondy zewnętrznej.....	20
6.6.Sygnalizacja „pomiar nie gotowy”.....	20
6.7.Sygnalizacja akustyczna intensywności promieniowania.....	20
7.Obługa radiometru.....	21
7.1.Włączenie/wyłączenie.....	21
7.2.Podświetlenie.....	21
7.3.Pomiar mocy przestrzennego równoważnika dawki.....	22
7.4.Pomiar mocy dawki pochłoniętej.....	23
7.5.Pomiar skażeń.....	24
7.5.1.Pomiar względny.....	25
7.5.2.Pomiar bezwzględny.....	26
7.5.3.Pomiar bezwzględny różnicowy.....	27
7.6.Pomiar wartości uśrednionej w czasie 100s.....	28
7.7.Pomiar równoważnika dawki.....	29
7.8.Pomiar dawki pochłoniętej.....	30
7.9.Funkcje specjalne.....	31
7.9.1.Funkcja specjalna PAMIĘĆ.....	31
7.9.2.Funkcja PRÓG.....	33
7.9.3.Funkcja SYGNALIZACJA AKUSTYCZNA ().....	34
8.Rejestracja.....	35
9.Komunikacja z komputerem.....	36
9.1.Wstęp.....	36
9.2.Wymagania.....	36
9.3.Instalacja oprogramowania w systemie Windows.....	36

9.3.1.Współpraca programu obsługi RK-100 z innymi systemami operacyjnymi.....	36
9.4.Wersje językowe.....	36
9.5.Łączenie z komputerem.....	37
9.5.1.Zakładka „Pełna konfiguracja”.....	41
9.5.2.Zakładka „Tabela rejestracji”.....	42
9.5.3.Zakładka „Tabela pamięci pomiarów”.....	43
9.5.4.Zakładki „Wykres dawki” i „Wykres mocy dawki”.....	44
9.6.Szczegóły techniczne transmisji.....	45
10.Użytkowanie i konserwacja.....	46
11.Składowanie i transport.....	47
12.DODATEK A – Zalecane wartości progów alarmowych.....	48

1. Wstęp

Radiometr RK-100-2 jest przeznaczony do:

- pomiaru skażeń powierzchni substancjami beta promieniotwórczymi;
- pomiaru skażeń powierzchni substancjami alfa promieniotwórczymi;
- pomiaru mocy przestrzennego równoważnika dawki promieniowania X i gamma;
- pomiaru mocy dawki promieniowania X i gamma;
- pomiaru dawki i przestrzennego równoważnika dawki promieniowania X i gamma.

Prosta i trwała obudowa, mała masa i łatwa obsługa umożliwiają szerokie stosowanie przyrządu przy wykrywaniu źródeł promieniowania i ocenie poziomu skażeń oraz jako przyrządu pomiarowego wszędzie tam, gdzie stosuje się źródła promieniowania.

Radiometr RK-100 jest szczególnie przydatny do stosowania:

- w kontroli granicznej i celnej oraz służbach ratownictwa technicznego;
- w inspektoratach sanitarno-epidemiologicznych;
- do kontroli skażeń i mocy przestrzennego równoważnika dawki w transporcie kolejowym i drogowym;
- do kontroli skażeń rąk, odzieży roboczej, powierzchni stołów roboczych w pracowniach radiobiologicznych oraz pracowniach medycyny nuklearnej;
- do kontroli szczelności źródeł jonizacyjnych czujek dymu;
- przez inspektorów ochrony radiologicznej.

2. Warunki bezpieczeństwa

2.1. Bezpieczna obsługa przyrządu

Do zasilania przyrządu należy używać wyłącznie baterii AAA. Zużyte baterie należy przekazać do recyklingu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.2. Naprawy

Wszystkie prace związane z regulacją i wzorcowaniem przyrządu połączone z wykorzystaniem źródeł promieniotwórczych, powinny być wykonywane przez instytucje i osoby posiadające uprawnienia do wykonywania kalibracji przyrządów dozymetrycznych. Wszelkie naprawy (gwarancyjne i pogwarancyjne) powinny być wykonywane wyłącznie przez Polon-Alfa w Bydgoszczy.

Polon-Alfa nie ponosi odpowiedzialności za działanie przyrządów naprawianych przez nieuprawnione osoby.


3. Dane techniczne

Zakres pomiarowy dla sondy zewnętrznej	
-mocy przestrzennego równoważnika dawki ¹	do 1000 $\mu\text{Sv/h}$
-skażenia emiterami promieniotwórczymi ²	do 10^4 s^{-1}
-błąd wskazań równoważnika dawki pochłoniętej dla Cs-137 w powyższym zakresie mocy	$\leq 20\%$
-nierównomierność charakterystyki energetycznej dla promieniowania gamma w zakresie od 40keV do 1,25MeV przy użyciu filtru γ	$\leq 25\%$
-bieg własny	$\leq 0,27 \mu\text{Sv/h} / \leq 5 \text{ s}^{-1}$
Zakres pomiarowy dla sondy wewnętrznej	
-mocy przestrzennego równoważnika dawki	do 50 mSv/h
-mocy dawki pochłoniętej	do 50 mGy/h
-przestrzennego równoważnika dawki	0,1 μSv ...<10Sv
-dawki pochłoniętej	0,1 μGy ...<10Gy
Błąd wskazań dla Cs-137 dla sondy wewnętrznej	
-mocy przestrzennego równoważnika dawki powyżej 1 $\mu\text{Sv/h}$	$\leq 20\%$
-mocy dawki pochłoniętej powyżej 1 $\mu\text{Gy/h}$	$\leq 20\%$
-przestrzennego równoważnika dawki dla mocy przestrzennego równoważnika dawki powyżej 1 $\mu\text{Sv/h}$	$\leq 20\%$
-dawki dla mocy dawki pochłoniętej powyżej 1 $\mu\text{Gy/h}$	$\leq 20\%$
Nierównomierność charakterystyki energetycznej sondy wewnętrznej dla promieniowania gamma	
-w zakresie energii od 65keV do 1MeV	$\leq 25\%$
-w zakresie energii od 40keV do 65 keV i od 1MeV do 1,25MeV	$\leq 30\%$
Bieg własny	
-przy pomiarze mocy przestrzennego równoważnika dawki sondą wewnętrzną	$\leq 0,27 \mu\text{Sv/h}$
-przy pomiarze mocy dawki pochłoniętej	$\leq 0,23 \mu\text{Gy/h}$
Typ detektora	
- detektorów wbudowanych	licznik GM
- sondy zewnętrznej	okienkowy licznik GM


1 Pomiar mocy dawki wymaga ręcznego przeliczenia z imp/s na Gy/h / Sv/h. Wskazania radiometru dla sondy zewnętrznej są zawsze w imp/s lub Bq/cm².

2 Współczynniki dla wybranych izotopów podane w świadectwie sprawdzenia.


Zasilanie	6V (4xbateria AAA/LR03)
Pobór mocy bez promieniowania	< 10 mW
Zakres temperatur pracy	-25°C ÷ +50°C
Zakres temperatur przechowywania długotrwałego	-0°C ÷ +40°C
Zakres ciśnienia powietrza dla pracy i przechowywania sondy zewnętrznej	600...1450hPa
Stopień szczelności	
-sondy	IP51
-przyrządu	IP50
Masa	
-sondy zewnętrznej bez filtrów	ok. 39 dag
-kompletu filtrów	ok. 6 dag
-przyrządu bez baterii	ok. 23 dag
Podłączenie do komputera	
Rodzaj podłączenia	IrDA
Sposób pracy	off-line, albo mierzy albo komunikuje się z komputerem



Rysunek 1



Rysunek 2




Rysunek 3

Typowe wartości w produkcji. Pionowe słupki reprezentują rozrzut wartości.

4. Budowa radiometru

Radiometr RK-100 jest wyposażony w sondę wewnętrzną do pomiaru mocy równoważnika dawki, mocy dawki pochłoniętej, równoważnika dawki i dawki pochłoniętej promieniowania gamma. Po podłączeniu sondy zewnętrznej może dokonywać pomiaru skażeń powierzchni substancjami alfa, beta i gamma promieniotwórczymi.









Rysunek 4: Radiometr RK-100


Na przedniej ścianie umieszczony jest wskaźnik ciekłokrystaliczny oraz klawiatura membranowa. Pojemnik baterii umieszczony jest na ścianie tylnej. Na dolnej ścianie zamontowane jest złącze do podłączenia sondy zewnętrznej oraz, pod osłoną z czarnego tworzywa nadajnik i odbiornik do komunikacji IR. Detektory sondy wewnętrznej umieszczone są przy górnej tylnej ścianie pod wskaźnikiem. Wewnątrz obudowy umieszczony jest sygnalizator akustyczny.

4.1. Klawiatura

Klawiatura składa się z sześciu przycisków:

- włączenia/wyłączenia zasilania 
- wyboru funkcji pomiarowych 
- włączenia podświetlania wskaźnika i klawiatury 
- wyboru funkcji specjalnych 
- funkcyjny 
- pomiaru precyzyjnego 

4.2. Wyświetlacz




Rysunek 5: Wyświetlacz

Na wyświetlaczu umieszczone są następujące wskaźniki:

- wskaźnik wartości [1]
- wskaźnik jednostek [2]
- wskaźnik wykładnika potęgi mnożnika [3]
- wskaźnik sondy zewnętrznej [4]
- wskaźnik pomocniczy [5]
- wskaźnik rozładowania baterii [6]
- wskaźnik ostrzegawczy [7]
- wskaźnik funkcji zapisu /odczytu z pamięci pomiarów [8]
- wskaźnik funkcji ustawienia progów alarmowych [9]
- wskaźnik funkcji włączenia/wyłączenia sygnalizacji dźwiękowej [10]
- wskaźnik funkcji komunikacji IR [11]
- wskaźnik funkcji pomiaru wartości uśrednionej w czasie 100s [12]
- wskaźnik funkcji pomiaru różnicowego [13]

5. Sonda zewnętrzna



Rysunek 6: Sonda zewnętrzna

Sonda zewnętrzna jest przystosowana do pomiaru:

- mocy równoważnika dawki po założeniu filtru γ^3 . Filtr ten koryguje charakterystykę energetyczną detektora do charakterystyki zgodnej z jednostkami mocy równoważnika dawki (Sv/h) dla promieniowania γ . Filtr γ nie przesłania całości detektora przed promieniowaniem β i α ze względu na otwory w filtrze. Jeżeli istnieje konieczność filtr ten można skombinować z osłoną β lub α . Należy

3 UWAGA! Wskazania przyrządu mierzącego z sondy zewnętrznej są zawsze albo w imp/s albo w Bq/cm². Użycie filtru γ nie dokonuje automatycznego przeliczenia.

mieć jednak na uwadze że wówczas charakterystyka energetyczna w zakresie niskich energii ($< 80\text{keV}$) zostanie znacznie zmieniona.

- skażenia powierzchni emiterami $\alpha+\beta+\gamma$ bez założonych osłon;
- skażenia powierzchni emiterami $\beta+\gamma$ przy założonej osłonie α – osłona ta odcina promieniowanie α ;
- skażenia powierzchni emiterami γ przy założonej osłonie β – osłona ta odcina promieniowanie β i α ;

Sonda powierzchniowa jest elementem delikatnym mechanicznie – szczególnie łatwo jest uszkodzić membranę licznika.


Nie wolno stawiać sondy bez osłon lub z filtrem γ na trawie, kamieniach czy innych ostrych przedmiotach które mogą przeniknąć przez siatkę ochronną i uszkodzić detektor.

Sondę podłączać i odłączać wyłącznie przy wyłączonym przyrządzie.

6. Działanie radiometru

6.1. Informacja o uszkodzeniu

Po włączeniu zasilania dokonywany jest wewnętrzny test sprawności. W przypadku wykrycia nieprawidłowości działania, na wskaźniku wartości wyświetlana jest informacja o uszkodzeniu [Er] i jednocyfrowy numer identyfikacyjny. Na wskaźniku pomocniczym i wskaźniku wykładnika potęgi wyświetlane są informacje serwisowe. Dodatkowo włącza się wskaźnik ostrzegawczy i sygnalizacja akustyczna.




Rysunek 7: Wskazania uszkodzenia po włączeniu radiometru

Numer identyfikacyjny błędu oznacza jak następuje:

- 0 - uszkodzenie kanału Gy – wskazania Gy, Gy/h, Sv, Sv/h mogą być nieprawidłowe;
- 1 - uszkodzenie kanału Sv – wskazania Sv, Sv/h mogą być nieprawidłowe, wskazania Gy i Gy/h powinny być prawidłowe;
- 2 - uszkodzenie kanału zewnętrznego – wskazania imp/s, Bq/cm² mogą być nieprawidłowe;

Przyrząd po wykryciu błędu podejmuje normalną pracę ale może pokazywać nieprawidłowe wartości.

Uszkodzenie detektora sondy wewnętrznej lub detektora sondy zewnętrznej w czasie pomiarów sygnalizowane jest napisem [Err] na wskaźniku wartości, włączeniem wskaźnika ostrzegawczego i włączeniem sygnalizacji akustycznej.



Rysunek 8: Wskazania uszkodzenia w czasie pracy


Przy bardzo niskim poziomie tła może się sporadycznie pojawić fałszywa informacja o uszkodzeniu detektora. Wynika to z przyjętej metody sprawdzenia poprawności działania licznika Geigera na podstawie obecności biegu własnego.

Po pojawieniu się impulsu z detektora przyrząd podejmie normalną pracę.

Nie świadczy to o uszkodzeniu przyrządu.

6.2. Sygnalizacja wyczerpania baterii

Stan wyczerpania baterii sygnalizowany jest przez włączenie napisu [**BAT**]. Przy dalszym spadku napięcia baterii przyrząd automatycznie wyłączy się.




Rysunek 9: Wskazania przy obniżonym napięciu zasilania

Jeżeli wskaźnik BAT zapali się na stałe należy bezwarunkowo wymienić baterie.

6.3. Sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego

Przekroczenie zakresu pomiarowego mocy dawki pochłoniętej, mocy równoważnika dawki i skażeń sygnalizowane jest napisem [**rnG**] na wskaźniku wartości, włączeniem wskaźnika ostrzegawczego i włączeniem sygnalizacji akustycznej.



Rysunek 10: Wskazania przy przekroczeniu zakresu pomiarowego


6.4. Sygnalizacja przekroczenia progu alarmowego

Przekroczenie ustawionego progu sygnalizowane jest włączeniem sygnalizacji akustycznej. Na wyświetlaczu wskazywana jest aktualna wartość wielkości mierzonej. Wyłączenie sygnalizacji następuje po spadku promieniowania lub po ustawieniu wartości progowej powyżej wartości mierzonej albo po wyłączeniu progu [**OFF**].

Radiometr RK-100 śledzi jednocześnie tylko jeden wybrany przez użytkownika próg alarmowy.

6.5. Sygnalizacja braku sondy zewnętrznej

Brak sondy zewnętrznej sygnalizowany jest wyświetleniem informacji [- - -] na wskaźniku wartości. Te same wskazania występują również przez kilka sekund po włączeniu przy sprawnej sondzie oraz w przypadku podłączenia sondy uszkodzonej.



Rysunek 11: Wskazania przy odłączonej sondzie zewnętrznej

Jeżeli sonda zostanie odłączona w trakcie pracy, czego nie powinno się robić, przyrząd uzna sondę za uszkodzoną i zasygnalizuje uszkodzenie.

Sygnalizacja braku lub uszkodzenia sondy bazuje na analizie impulsów z detektora i jest opóźniona względem odłączenia/uszkodzenia sondy o około dwie minuty.

6.6. Sygnalizacja „pomiar nie gotowy”



Przez kilka do kilkunastu sekund po włączeniu przyrząd zamiast wartości mierzonej pokazuje [- - -] co oznacza że nie zebrał jeszcze wystarczającej ilości informacji.

6.7. Sygnalizacja akustyczna intensywności promieniowania



Intensywność promieniowania sygnalizowana jest krótkimi impulsami dźwiękowymi sterowanymi bezpośrednio z detektora sondy zewnętrznej lub wewnętrznej. Funkcja ta pozwala na szybką ocenę poziomu promieniowania i jego zmian zwłaszcza dla małych wartości. Sygnalizację intensywności można wyłączyć.

7. Obsługa radiometru


7.1. Włączenie/wyłączenie

Włączenia radiometru dokonuje się przez wciśnięcie przycisku . Po włączeniu wyświetlacz i klawiatura są podświetlane oraz słychać sygnał dźwiękowy. Przez okres kilku sekund na wyświetlaczu wskazywane są wszystkie jego elementy. Pozwala to na wstępną ocenę sprawności przyrządu. Wyłączenia radiometru dokonuje się przez wciśnięcie i przytrzymanie do momentu wyłączenia przycisku .

7.2. Podświetlenie

Włączenie podświetlenia wskaźnika i klawiatury następuje po wciśnięciu przycisku . Podświetlanie pozostaje włączone przez 30 sekund od ostatniego naciśnięcia dowolnego klawisza lub do momentu ponownego naciśnięcia .

7.3. Pomiar mocy przestrzennego równoważnika dawki




Rysunek 12: Wskazania mocy przestrzennego równoważnika dawki

Wyboru tego trybu pracy dokonuje się przy użyciu przycisku wyboru funkcji

pomiarowych (POMIAR). Przycisk (POMIAR) należy wcisnąć kilkakrotnie aż do pojawienia się właściwych jednostek (Sv/h). Na wyświetlaczu wskazywana jest trzycyfrowa wartość i jednostka ($\mu\text{Sv/h}$ lub mSv/h). Pomiar ten jest dokonywany za pomocą detektorów wewnętrznych, niezależnie od tego, czy jest podłączona sonda zewnętrzna, czy nie oraz jakie filtry są na nią założone.

7.4. Pomiar mocy dawki pochłoniętej.



Rysunek 13: Wskazania mocy dawki pochłoniętej

Wyboru tego trybu pracy dokonuje się przy użyciu przycisku wyboru funkcji

pomiarowych (POMIAR). Przycisk (POMIAR) należy wcisnąć kilkakrotnie aż do pojawienia się właściwych jednostek (Gy/h). Na wyświetlaczu wskazywana jest trzycyfrowa wartość i jednostka ($\mu\text{Gy/h}$ lub mGy/h).

7.5. Pomiar skażeń.

Pomiaru skażeń można dokonać używając sondę zewnętrzną. Sonda zewnętrzna pozwala na pomiar skażeń izotopami α , β , i γ -promieniotwórczymi. Umożliwia również określenie rodzaju mierzonego promieniowania przy zastosowaniu osłon.

Lita osłona aluminiowa odcina promieniowanie α i większość promieniowania β . Sonda z nałożoną taką osłoną mierzy składową promieniowania gamma.

Osłona z okienkiem z cienkiej folii odcina promieniowanie α i sonda mierzy sumę składowych od promieniowania β i γ .


Sonda bez założonych osłon mierzy sumę wszystkich trzech składowych promieniowania. Dzięki temu wykonując trzy pomiary z różnymi osłonami użytkownik może ocenić, który rodzaj promieniowania jest dominujący.

Pomiarów skażeń nie należy wykonywać z filtrem γ .

Radiometr posiada trzy tryby pomiaru skażeń:


- pomiar względny, to jest nie wyskalowany, wskazywany w jednostkach [s^{-1}],
- pomiar bezwzględny wskazywany w jednostkach [Bq/cm^2],
- pomiar bezwzględny różnicowy wskazywany w jednostkach [Bq/cm^2]

7.5.1. Pomiar względny



Rysunek 14: Wskazania skażeń względnych o wartości 85900 s⁻¹

Wyboru tego trybu pracy dokonuje się przy użyciu przycisku wyboru funkcji

pomiarowych . Na wskaźniku powinny wyświetlić się jednostki [s⁻¹] oraz wskaźnik sondy zewnętrznej [P].

Poziom skażenia powierzchni można wyliczyć przy pomocy wzoru:

$$A = (W - W_0) / C$$

gdzie:

A - średnia aktywność powierzchniowa skażenia [Bq/cm²]

W - wskazania przyrządu od skażeń [s⁻¹]

W₀ - wskazania biegu własnego [s⁻¹]


C - czułość przyrządu dla danego rodzaju skażenia [s⁻¹Bq⁻¹cm²] podana w

„ŚWIADECTWIE SPRAWDZENIA⁴”

Prawidłowa ocena skażenia wymaga znajomości rodzaju skażenia, to jest izotopu, jakim skażono badaną powierzchnię oraz wybranie odpowiedniej pozycji ze świadectwa sprawdzenia.

4 Świadectwo wystawiane jest na zamówienie.

7.5.2. Pomiar bezwzględny



Rysunek 15: Wskazania skażeń powierzchniowych 1,72 MBq/cm²

Użycie tego trybu pracy jest sensowne po wcześniejszym wprowadzeniu do pamięci radiometru współczynnika czułości dla określonego rodzaju skażeń. Dokonuje się tego przy połączeniu z komputerem.

Wyboru tego trybu pracy dokonuje się przy użyciu przycisku wyboru funkcji

pomiarowych (POMIAR). Na wskaźniku powinny wyświetlić się jednostki [**Bq/cm²**], oraz wskaźnik sondy zewnętrznej [**P**].

Poziom skażenia powierzchni określony jest wzorem:

$$A = W - W_0$$

gdzie:


A - średnia aktywność powierzchniowa skażenia [Bq/cm²]

W - wskazania przyrządu od skażeń [Bq/cm²]


W₀ - wskazania biegu własnego [Bq/cm²]

Prawidłowa ocena skażenia wymaga znajomości rodzaju skażenia, to jest izotopu, jakim skażono badaną powierzchnię oraz wprowadzenia właściwego współczynnika do pamięci radiometru.

7.5.3. Pomiar bezwzględny różnicowy




Rysunek 16: Wskazania skażeń powierzchniowych 3,58kBq/cm²

W tym trybie radiometr wskazuje wartość przekroczenia poziomu skażeń przyjętego jako poziom odniesienia. Poziomem odniesienia może być tło naturalne lub wielkość skażenia w wybranym przez użytkownika miejscu. Wartość poziomu odniesienia wpisuje się w trybie pomiaru bezwzględnego. W tym celu należy dokonać pomiaru wartości uśrednionej w czasie 100s i ją wpisać poprzez krótkie (ok. 0,5s) wciśnięcie przycisku włączenia/wyłączenia zasilania . Na wskaźniku powinny wyświetlić się jednostki [**Bq/cm²**], wskaźnik pomiaru różnicowego [:] oraz wskaźnik sondy zewnętrznej [**P**]. Poziom odniesienia jest automatycznie kasowany po przełączeniu w inny tryb pracy lub wyłączeniu zasilania.

Jeżeli bieżąca wartość wskazań jest poniżej zapamiętanej wartości odniesienia na wskaźniku zamiast wartości pokazuje się napis [**E**]

7.6. Pomiar wartości uśrednionej w czasie 100s



Rysunek 17: Wskazania w czasie pomiaru wartości uśrednionej w czasie 100s

Funkcja jest przydatna przy wykonywaniu pomiarów na niskim poziomie promieniowania kiedy mogą występować znaczne rozrzuty pojedynczych wskazań. Jeżeli średni poziom promieniowania jest stały, można dokonać pomiaru ze zwiększoną


precyzją. Włączenie następuje przez wciśnięcie przycisku **(P)**. W czasie pomiaru

pulsuje wskaźnik [**x̄**]. Zakończenie pomiaru sygnalizowane jest akustycznie i włączeniem wskaźnika [**x̄**] na stałe. Wyłączenie wskazania pomiaru i powrót do

normalnej pracy następuje przez ponowne wciśnięcie przycisku **(P)**.




Pomiar za 100 sekund dostępny jest dla pomiarów mocy dawki, mocy równoważnika dawki i pomiarów skażeń.

7.7. Pomiar równoważnika dawki



Rysunek 18: Wskazania równoważnika dawki

Dawka kumulowana jest w czasie gdy radiometr jest włączony, i jest naliczana do momentu skasowania. Aby skasować dawkę i rozpocząć nowy cykl pomiarowy należy:

- ustawić przyciskiem  wskazania dawki pochłoniętej [Sv];
- trzymając wciśnięty przycisk  wciskać kilkakrotnie klawisz podświetlania  w odstępach ok. 1s aż do skasowania.

Jeżeli kiedykolwiek w trakcie pracy przyrządu wystąpiło przekroczenie zakresu pomiarowego mocy równoważnika dawki wówczas na polu pomocniczym zapala się litera [E] i oznacza ona że skumulowana dawka może być zaniżona - w wypadku przekroczenia zakresu mocy dawki radiometr zalicza górną granicę zakresu pomiarowego jako bieżącą moc dawki na potrzeby zliczania dawki.




Jeżeli nastąpiło przekroczenie pojemności zliczania dawki (podanego zakresu pomiarowego dawki) wówczas także pokazuje się litera [E] na wskaźniku pomocniczym i wartość dawki pozostaje zamrożona na wartości maksymalnej.

7.8. Pomiar dawki pochłoniętej



Rysunek 19: Wskazania dawki pochłoniętej




Dawka kumulowana jest w czasie gdy radiometr jest włączony, od momentu skasowania poprzedniej. Aby skasować dawkę i rozpocząć nowy cykl pomiarowy należy:

- ustawić przyciskiem  wskazania dawki pochłoniętej [Gy];
- trzymając wciśnięty przycisk  wciskać kilkakrotnie klawisz podświetlania  w odstępach ok. 1s aż do skasowania.


Jeżeli kiedykolwiek w trakcie pracy przyrządu wystąpiło przekroczenie zakresu pomiarowego mocy dawki pochłoniętej wówczas na polu pomocniczym zapala się litera [E] i oznacza ona że skumulowana dawka może być zaniżona - w wypadku przekroczenia zakresu mocy dawki pochłoniętej radiometr zalicza górną granicę zakresu pomiarowego jako bieżącą moc dawki na potrzeby zliczania dawki.


Jeżeli nastąpiło przekroczenie pojemności zliczania dawki (podanego zakresu pomiarowego dawki) wówczas także pokazuje się litera [E] na wskaźniku pomocniczym i wartość dawki pozostaje zamrożona na wartości maksymalnej.

7.9. Funkcje specjalne

Wyboru funkcji dokonuje się przyciskiem . Wybrana funkcja wskazywana jest jednym ze wskaźników u dołu wyświetlacza. Aktywacji wybranej funkcji specjalnej dokonuje się przez wciśnięcie przycisku . Powrót do aktualnie ustawionej funkcji pomiarowej następuje po wciśnięciu przycisku .


7.9.1. Funkcja specjalna PAMIĘĆ

Po wybraniu tej funkcji wciśnięcie przycisku  powoduje zachowanie na wskaźniku ostatniej wskazywanej wartości. Na wskaźniku pomocniczym wyświetlana jest litera [H], a wskaźnik przy napisie **PAMIĘĆ** pulsuje. Dostępnych jest 28 komórek pamięci których numer wskazywany jest na wskaźniku pomocniczym następującymi symbolami: **0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, b, C, d, E, F, G, h, i, J, L, n, o, P, q, r, t, U.**




Rysunek 20: Wskazania po aktywowaniu funkcji pamięci. Pole zakreskowane oznacza pulsowanie wskaźnika.

Aby odczytać zawartość pamięci, zapisać wskazywaną wartość do pamięci lub skasować zawartość pamięci należy:


- ustawić żądany numer pamięci wciskając ⁵. Na wskaźniku pomocniczym wyświetli się numer pamięci a wskaźniki wartości, jednostek i wykładnika potęgi mnożnika wyświetlą jej zawartość. Dla pustej komórki pamięci wskaźnik pokazuje [- - -];

⁵ Pierwsze wciśnięcie po włączeniu funkcji PAMIĘĆ automatycznie wybierze pierwszą pustą komórkę pamięci.

- wcisnąć przycisk **F**. Wciśnięcie powoduje wpis do pamięci jeżeli była pusta lub skasowanie poprzedniego wpisu jeżeli była zajęta. W drugim przypadku zapisanie aktualnej wartości następuje przez ponowne wciśnięcie przycisku **F**.




Rysunek 21: Wskazania odczytu w przypadku zapisanej pamięci "b".



Rysunek 22: Wskazania odczytu w przypadku pustej pamięci "b".


7.9.2.Funkcja PRÓG

Po wybraniu tej funkcji wciśnięcie przycisku **F** wywołuje wskazanie aktywnego progu alarmowego. Wskaźnik przy napisie **PRÓG** pulsuje a wskaźnik pomocniczy wskazuje [**A**]. W polu wartości i jednostek widoczny jest wcześniej ustawiony próg alarmowy.



Rysunek 23:Wskazania aktywnego progu alarmowego

Jeżeli próg był wyłączony wyświetlacz pokazuje napis **OFF**,




Rysunek 24:Wskazania przy wyłączonym progu alarmowym

Kolejne wciśnięcia przycisku **F** umożliwiają wybór spośród czterech pre-definiowanych wartości progu dla bieżącej funkcji pomiarowej oraz wyłączenie progu. Pre-definiowane wartości progowe mogą być definiowane przez użytkownika przy współpracy z komputerem.

Wciśnięcie przycisku **F** aktywuje ustawiony próg, dezaktywując jednocześnie poprzedni i wraca do poprzednio aktywnej funkcji pomiarowej.

7.9.3.Funkcja SYGNALIZACJA AKUSTYCZNA ()

Po wybraniu tej funkcji wciśnięcie przycisku  przełącza sygnalizację akustycznej indykacji intensywności promieniowania.

8. Rejestracja

Radiometr dokonuje rejestracji przy czym rejestracji podlegają:

- zebrane dawki w Gy i Sv;
- fakt włączenia radiometru;

Radiometr nie posiada własnego zegara więc wszystkie zapisy są odnoszone relatywnie do momentu włączenia przyrządu. Częstotliwość rejestrowania może być nastawiana przy konfiguracji przyrządu.

Pamięć rejestracji radiometru przechowuje do 719 wpisów. Najstarsze wpisy są zastępowane nowszymi a fakt ten jest odnotowywany zapisem w pamięci rejestracji przyrządu. Pamięć rejestracji może być skasowana wyłącznie za pomocą komputera.

9. Komunikacja z komputerem⁶

9.1. Wstęp

RK-100 posiada możliwość komunikacji z komputerem w tzw. trybie „Off-line” co oznacza że podczas połączenia RK-100 nie dokonuje pomiarów a jedynie transmituje dane z/do komputera. Transmisja danych odbywa się z wykorzystaniem podczerwieni w sposób zgodny ze standardem IrDA. Przesyłaniu podlegają dane konfiguracyjne, współczynniki kalibracji, pre-definiowane nastawy i rejestracja zmiany dawki w czasie.

9.2. Wymagania

- komputer z działającym złączem IrDA⁷ ⁸w podstawowym zakresie prędkości (SIR) i zainstalowanym wsparciem dla protokołu IrDA/IrDA-Lite;
- zainstalowane i działające środowisko Java⁹ najlepiej w wersji nie starszej niż 1.6¹⁰. Rekomendowana wersja 32 bitowa;
- system operacyjny Windows 98 / XP/ 7-32bit / 7-64bit lub zgodny;
- czytnik CD-ROM;

9.3. Instalacja oprogramowania w systemie Windows

Jeżeli w systemie nie ma środowiska Java należy je zainstalować. Program instalacyjny znajduje się w folderze Java na CD-ROM.

Należy uruchomić program **install.jar** i postępować zgodnie z zaleceniami na ekranie. Program powinien utworzyć stosowne wpisy w menu Start i na pulpicie. Jeżeli z jakichś przyczyn program nie zadziała wystarczy skopiować zawartość katalogu na nośniku instalacyjnym w wybrane miejsce i utworzyć odpowiednie skróty.

9.3.1. Współpraca programu obsługi RK-100 z innymi systemami operacyjnymi.

Dostępna na specjalne wykonanie.

9.4. Wersje językowe

Program jest dostarczony standardowo w wersji wielojęzycznej. Obecnie wspierane są języki:

- polski;
- angielski.

⁶ Niniejsza instrukcja dotyczy oprogramowania w wersji 1.3 lub wyższej.

⁷ zobacz <http://www.irda.org>

⁸ Ze względu na jakość adapterów IrDA rekomenduje się skonsultowanie ze stroną internetową Polon-Alfa celem dokonania odpowiedniego wyboru


⁹ zobacz <http://java.sun.com> (obecnie java.oracle.com)


¹⁰ dotyczy numeracji wg f-my SUN

Wybór języka następuje automatycznie, na podstawie języka systemu operacyjnego.

9.5. Łączenie z komputerem


Wyjście transmisji podczerwieni znajduje się w dolnej części RK-100 za czarną szybką po lewej stronie gniazda sondy zewnętrznej. Aby wprowadzić RK-100 w tryb

komunikacji należy włączyć przyrząd a następnie klawiszem  przesunąć wskaźnik

funkcji na pozycję komunikacji **.IR** a następnie klawiszem  aktywować funkcję komunikacji.

Należy być świadomym że na czas łączności z komputerem wszystkie funkcje pomiarowe radiometru zostaną zatrzymane.

W trybie komunikacji wyświetlacz radiometru powinien pokazywać jak następuje:



Rysunek 25

Następnie należy zbliżyć RK-100 do nadajnika podczerwieni w komputerze tak, by patrzył on na czarną szybę z tyłu RK-100 tam gdzie jest zlokalizowany odbiornik w radiometrze. Maksymalna odległość między urządzeniami jest zależna od typu zastosowanego w komputerze nadajnika i waha się od 2m w produktach renomowanych firm do 1cm w produktach z najniższej półki.


Następnie, jeżeli łącze podczerwieni w komputerze jest aktywne, każdej transmisji z komputera powinna towarzyszyć pulsacja znaczników transmisji.

Po krótkiej chwili komputer powinien rozpoznać urządzenie.

Aby uruchomić program RK-100 należy kliknąć w stosowną ikonę w Menu Start lub ręcznie uruchomić program **rk100.jar**


Po uruchomieniu programu powinno pojawić się okienko¹¹:

¹¹ Wygląd okienek i zestaw dostępnych opcji może ulec zmianie/rozszerzeniu



Rysunek 26


Należy postępować zgodnie z umieszczonym tam opisem. Cały program oparty jest o kolejne arkusze między którymi przechodzi się wybierając klawisze **Dalej** lub **Wstecz**. Po wybraniu przycisku **Dalej** program odszuka radiometr RK-100 w zasięgu¹²,



Rysunek 27


odczyta jego edycję i pokaże stosowną informację, jak w okienku poniżej:

¹² Uwaga, jednocześnie w zasięgu jednego komputera PC może być tylko jeden radiometr RK-100!



Rysunek 28

Po wybraniu **DALEJ** nastąpi odczytanie danych z RK-100 (może trochę potrwać)




i w końcu pojawi się okienko jak poniżej.

Jeżeli z jakiegokolwiek przyczyny wystąpił błąd¹³ transmisja zostanie przerwana. Jeżeli błąd dotyczy nieprawidłowej zawartości pamięci RK-100 wówczas można wybrać **DALEJ** - zawartość nie wczytanych pamięci zostanie ustawiona na standardową. Należy zwrócić uwagę, że w takim wypadku przesłanie danych do RK-100 może spowodować zamazanie danych kalibracyjnych.

Po zakończeniu ładowania danych powinno pojawić się okienko jak poniżej:

¹³ Błędy mogą być dwójakiej natury - związane z nieprawidłową zawartością pamięci RK-100 lub błędem transmisji.



Rysunek 29

Kolejno zakładki zawierają:

- **Pełna konfiguracja** - wszystkie dane zapisane w RK-100 przedstawione w formie drzewa. Szczegóły - patrz kolejne rozdziały;
- **Tabela pamięci pomiarów** - pozwala na tabelaryczny podgląd i edycję pamięci pomiarów zapisany przy pomocy funkcji specjalnej **PAMIĘĆ**;
- **Tabela rejestracji** - pozwala obejrzeć w formie tabeli wszystkie wpisy rejestracji czasu pracy;
- **Wykres dawki** - wykres zarejestrowanych dawek w funkcji czasu;
- **Wykres mocy dawki** - wykres zmian mocy dawki w funkcji czasu wyliczony na podstawie zarejestrowanych dawek;


Przyciski po prawej stronie z kolei realizują następujące funkcje:

- **Zapisz dane do RK-100** - wysyła wszystkie dane nastaw i konfiguracji do przyrządu. Wysłanie danych spowoduje że po zakończeniu w przyrządzie funkcji komunikacji RK-100 zrestartuje się automatycznie by zastosować nowe dane;
- **Zapisz konfigur. do pliku**¹⁴ - zapisuje dane konfiguracyjne do pliku tak by możliwy był ich późniejszy odczyt;
- **Wczytaj konfigur. z pliku** - wczytuje do pamięci komputera dane z pliku zapisane tamże wcześniej przyciskiem opisanym powyżej;
- **Export do CSV** - zapisuje dane do pliku tekstowego w formie zrozumiałej dla arkuszy kalkulacyjnych;
- **Export do CSV(EN)** - jw. ale zapis przeprowadza w wersji zgodnej z angielską konwencją zapisu liczb i symbolicznymi nazwami wpisów konfiguracji zamiast nazw tłumaczonych na język polski. Zapis ten ma

¹⁴ Plik ma formę pliku tekstowego z umieszczonymi w środku komentarzami co do znaczeń poszczególnych wpisów. Polskie znaki są w nim kodowane jako UTF-8.

zastosowanie gdy plik stosuje się do wymiany danych z innymi programami -
wpisy nie są wówczas zależne od wersji językowej programu;

9.5.1. Zakładka „Pełna konfiguracja”



Rysunek 30

Zakładka ta zawiera wszystkie dostępne dla użytkownika nastawy przyrządu przedstawione w formie rozwijalnego drzewa. Dla każdego wpisu w drzewie dostępna jest krótka pomoc która pojawia się po najechaniu na opcję kursorem i odczekaniu około jednej sekundy. Dostępność opcji zależy od wykonania i edycji przyrządu.

Poszczególne poddrzewa zawierają:

- **Konfiguracja** - nastawy przyrządu takie jak współczynnik skalowania wskazań w Bq/cm^2 , zestaw predefiniowanych progów alarmowych spośród których można wybierać próg w funkcji nastawiania progów alarmowych i częstotliwość rejestracji danych;
- **Pamięć rejestracji pracy** - zawiera wszystkie zapisy pamięci rejestracji czasu pracy. Jediną opcją edytowalną przez użytkownika jest „**Skasuj log przy wysyłce do RK-100**” której zaznaczenie spowoduje skasowanie pamięci rejestracji przy wysłaniu danych do RK-100 przyciskiem **Zapisz dane do RK-100**.
- **Pamięć pomiarów** - przedstawia to samo co zakładka Tabela pamięci pomiarów ale w innej formie;
- **Skumulowane dawki** - pozwala odczytać w sposób dokładny i zmienić całkowitą skumulowaną dawkę w przyrządzie;

9.5.2. Zakładka „Tabela rejestracji”

Zakładka pozwala na przegląd zawartości pamięci rejestracji czas pracy. Zobacz rozdział **Rejestracja**


	Załączenie...	Dawka [Gy]	Dawka [Sv]
Wpis 0	<input type="checkbox"/>	74,6496E-9	99,5328E-9
Wpis 1	<input type="checkbox"/>	82,2528E-9	109,901E-9
Wpis 2	<input type="checkbox"/>	89,856E-9	119,578E-9
Wpis 3	<input type="checkbox"/>	97,4592E-9	129,946E-9
Wpis 4	<input type="checkbox"/>	104,371E-9	139,622E-9
Wpis 5	<input type="checkbox"/>	111,974E-9	149,99E-9

Rysunek 31

Pierwsza kolumna podaje numer wpisu, druga zaznacza kiedy nastąpiło włączenie przyrządu a dwie ostatnie pokazują dawkę zarejestrowaną w przyrządzie. Tabela ta jest nieedytowalna.

9.5.3. Zakładka „Tabela pamięci pomiarów”

Zakładka zawiera tabelę w której można obejrzeć i wyedytować zawartość pamięci pomiarów.




Rysunek 32


Pierwsza kolumna pokazuje numer zapisu w pamięci używając oznaczeń literowych zgodnych z kodem prezentowanym na wyświetlaczu RK-100, druga kolumna informuje o tym czy zapis został dokonany ze stanu wskazania **Err** lub --- , trzecia czy zapis dokonano ze stanu przekroczenia (**rnG**). Czwarta kolumna pokazuje jaką wielkość mierzoną zapamiętano a ostatnia kolumna pokazuje zapamiętaną wartość.

9.5.4. Zakładki „Wykres dawki” i „Wykres mocy dawki”

Zakładki prezentują w formie graficznej zapis rejestracji czasu pracy. W menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy znajdują się opcje pozwalające na zapis lub wydruk.



Rysunek 33



Rysunek 34

9.6. Szczegóły techniczne transmisji

Dostępne na życzenie wraz z kodami źródłowymi części programu odpowiedzialnej za przesyłanie i interpretowanie danych.

10. Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu pomiarów i ewentualnym odkażeniu radiometr należy umieścić w opakowaniu;

Sondę zewnętrzną zawsze należy przechowywać z założonym filtrem β ze względu na zapewnianą przez ten filtr ochronę mechaniczną.

Po pracy w warunkach wilgoci lub mrozu zewnętrzne powierzchnie należy dokładnie wytrzeć i osuszyć;

Dla zapewnienia pełnej sprawności i właściwego okresu użytkowania należy chronić przyrząd od udarów, wstrząsów i w miarę możliwości, nie narażać na działanie gwałtownych zmian klimatycznych, bezpośrednie długotrwałe oświetlenie słoneczne, deszcz i pył;

W okresach dłuższych przerw w pracy i w czasie magazynowania należy wyjąć baterie z pojemnika;

11. Składowanie i transport

Radiometr należy przechowywać w pomieszczeniach wolnych od lotnych związków siarki, wycieków kwasów i zasad. Temperatura w pomieszczeniach może się zmieniać od 0°C do +40°C a wilgotność względna nie powinna przekraczać +85%.

W czasie transportu przyrząd powinien być umieszczony w opakowaniu i zabezpieczony przed możliwością mechanicznego uszkodzenia.

**Sondy powierzchniowej nie wolno transportować w
niehermetycznej kabinie samolotu.**

12. DODATEK A – Zalecane wartości progów alarmowych

- 100 $\mu\text{Sv/h}$ – granica strefy awaryjnej;
- 0,5 $\mu\text{Sv/h}$ – granica strefy nadzorowanej;
- 3 $\mu\text{Sv/h}$ – granica strefy kontrolowanej;
- 2 mSv/h – maksymalna dopuszczalna moc dawki na burcie pojazdu przewożącego źródła promieniowania;
- 20 mSv/rok – dawka graniczna dla pracowników kategorii A
- 6 mSv/rok – dawka graniczna dla pracowników kategorii B

NOTATKI